

CHEMGENE HLD4H Spray – dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete si echipamente medicale (spray)

MOD UTILIZARE

Produs gata de utilizare, pentru dezinfectia suprafetelor si echipamentelor medicale, care are la baza solutia de Chemgene HLD4 Conc., diluata 1:20. Directionati capul pulverizatorului catre suprafata care trebuie curatata si apasati declansatorul pentru a elibera solutie de la o distanta de aprox. 30 cm. Lasati Chemgene HLD4H Spray sa-si faca efectul in timpul indicat. Stergeti reziduurile cu o cârpă de unică folosință.

COMPOZITIE:

Didecyl dimethyl ammonium chloride; alky dimethyl ammonium chloride; chlorhexidine digluconate; 1,3 propanemiadine, N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl

TIMPI APLICARE

La timpul de aplicare 5 min, produsul are urmatorul spectru:

Bactericid (SR EN 1276, SR EN 13697, MRSA), fungicid (SR EN 1650), virucid (SR EN 14476), sporicid (SR EN 14347)

La timpul de aplicare 30 min, produsul are urmatorul spectru:

Bactericid (SR EN 1276, SR EN 13697, MRSA), fungicid (SR EN 1650), tuberculocid (SR EN 14348, Mycobacterium Avium + Terrae), virucid (SR EN 14476), sporicid (SR EN 14347)

PRECAUTII

1. Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și la terminarea lucrului.
2. Evitati contactul cu ochii si pielea. Spalati din abundenta cu apa in cazul contactului cu ochii.
3. A se păstra într-un spațiu bine aerisit.
4. Numai pentru uz extern
5. Folosiți echipament de protecție.
6. Recomandare: Eliminarea se va face în conformitate cu reglementările oficiale.