



Innocid Wipes (DW-i 20)

Șervețele dezinfectante pe bază de alcool

Innocid[®]

www.Innocid.com



- Spectru larg de acțiune antimicrobiană în doar 1 min. incl. TbB
- Dimensiuni șervețel: 13 x 20 cm
- Flacon 100 de bucăți
- Innocid Wipes (DW-i 20) are efect bactericid, fungicid, tuberculocid și virucid

Arie de aplicare

Folosiți Innocid Wipes (DW-i 20) pentru curățarea și dezinfectarea dispozitivelor medicale neinvazive și a suprafețelor mici sau greu accesibile. Nu folosiți Innocid Wipes (DW-i 20) pe suprafețe incompatibile cu alcoolul.

Mod de utilizare

1. Deschideți cutia de Innocid Wipes (DW-i 20).
2. Extrageți primul șervețel din cutie.
3. Ștergeți suprafețele/dispozitivele medicale dorite, umezindu-le în totalitate.

Pentru rezultate optime, utilizați flaconul în maxim 30 de zile de la deschidere.

Date chimice

Substanță activă:	Ethanol, 1-Propanol, Didecyl dimethyl ammonium chloride
Densitate șervețel:	aprox. 24g/m ²
Dimensiune șervețel:	aprox. 130 x 200 mm
Miros:	citrice/lămâie

Innocid Wipes (DW-i 20) este disponibil în următoarele forme:

REF	Produs Unic
91211	Flacon 100 de șervețele
91212	Rezervă 100 de șervețele

Date microbiologice

Innocid Wipes (DW-i 20) are efect bactericid, fungicid, tuberculocid și virucid.

Bacterii (incl. MRSA)	1 min
Fungi	1 min
TbB	1 min
Virusuri	1 min

Teste de eficacitate conform protocoalelor: VAH/DGHM, EN 13697, EN 14348, BGA (RKI) / DVV, EN 14476.

Toate produsele dezinfectante Innocid acționează împotriva tuturor formelor de stafilococ auriu și vă protejează împotriva MRSA (stafilococ auriu rezistent la metilina).

Anumite virusuri, precum HBV, HCV, HDV, HIV, gripa de tip A, B, C (aviară), Herpes Simplex, Varicela Zoster sunt încapsulate de o membrană. Toate produsele dezinfectante Innocid acționează împotriva virusurilor încapsulate.



Distribuitor: SC Remix Com SRL, Adresa: Splaiul Unirii, nr. 16, camera 512B, sector 4, București; Tel/Fax: 021/313.77.88; E-mail: office@remixcom.ro
Producator: Prisman GmbH, WerkStrasse 23, D-68519, Viernheim, Germanial E-mail: info@prisman.de